



Hospices Civils de Lyon

LABORATOIRE de BIOLOGIE MEDICALE MULTI SITES du CHU de LYON
GHE - CENTRE DE BIOLOGIE et PATHOLOGIE EST
PHARMACO-TOXICOLOGIE

Zone obligatoirement remplie par le préleveur

Prescripteur :
Préleveur :
Téléphone :
Incident au cours du prélèvement :

2014

Coller 1 étiquette patient comportant :

N du séjour :
Nom usuel :
Prénom :
Date de naissance :
Nom de naissance :
Service prescripteur :
sexe :

Date de prélèvement

Heure

URGENT

☐

DEMANDE D'ANALYSES PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Prélèvements transmis au Centre de Biologie et Pathologie GHEH

UF Toxicologie-pharmacologie 31 06 48 - UF Pharmacologie spécialisée 31 06 49 -

UF Pharmacocinétique clinique 31 01 77

32 novembre

Antibiotiques plateau - Tél : 31 06 70

Antiviraux - Tél : 31 01 77

1 Tube bouchon vert (Héparinate de Li) sans gel

1 Tube bouchon vert (Héparinate de Li) sans

Résiduelle Maximale
Amikacine ☐ HAMIKR ☐ HAMIKM
Gentamicine ☐ HGENTR ☐ HGENTM
Tobramycine ☐ HTOBRR ☐ HTOBRM

☐ Monodose Posologie :
☐ 2 injections/j
☐ 3 injection/j

Poids du patient : Kg

Aciclovir, Valaciclovir ☐ HACICL
(Zovirax®, Zelitrex®)

Ganciclovir ☐ HGANCI
Valganciclovir
(Cyméval®, Vanciclyte®)

1 Tube bouchon vert (Héparinate de Li) sans gel

Résiduelle Maximale
Vancomycine ☐ HVANCR ☐ HVANCR

Perfusion continue Posologie :
☐ HVANCP

Administration discontinuée

Poids du patient : Kg

Important

A acheminer sans délais dans la glace
Prendre contact avec le laboratoire
avant le prélèvement au 31-01-77

Immunosuppresseurs - Tél : 31 06 47/48

Contexte clinique :

Date de la greffe :

Poids du patient :

Kg

Type de greffe

☐ Rénale

☐ Hépatique

☐ Médullaire

☐ Pulmonaire

☐ Autres greffes :

☐ Patient non greffé :

1 Tube bouchon violet (EDTA)

1 Tube bouchon violet (EDTA)

TACROLIMUS

Posologie journalière : mg matin
..... mg soir

Concentration
résiduelle de :

Tacrolimus Prograf® ☐ HTAC
Tacrolimus Advagraf® ☐ HTAC2
Tacrolimus Modigraf® ☐ HTAC3

Cinétiques : prendre contact avec le laboratoire

CICLOSPORINE

Posologie journalière : mg matin
..... mg soir

Concentration résiduelle - per os ☐ HCICLO
Concentration T + 2h - per os ☐ HCICLO2
Concentration plateau (perfusion continue) ☐ HCICLO3
Concentration résiduelle (perfusion sur 2h) ☐ HCICLO4

1 Tube bouchon violet (EDTA)

EVEROLIMUS - SIROLIMUS

Posologie journalière : X mg

Concentration résiduelle de :

Sirolimus Rapamune®
Everolimus Certicar®
Everolimus Afinitor®

☐ HSIRO
☐ HEVERO
☐ HEVERO2

1 Tube bouchon violet (EDTA)

Pour les cinétiques : Respecter précisément les temps - Identifier les temps sur les tubes -
Envoyer tous les tubes dans un même sac.

Cinétiques :

MYCOPHENOLATES

Résiduelle

☐ HMPA

Cinétiques IV : prendre contact avec
le laboratoire

Posologie journalière : X mg

Mini-cinétique CELLCEPT® per os 2 prises par jour : T0 - T1 - T3 - T6h

☐ HASCM2

Cinétique CELLCEPT® per os 3 prises par jour :

T0 - T45' - T2h - T4h post prise du matin + T45' - T2h - T4h post prise du midi

☐ HASCM3

Cinétique MYFORTIC® per os 2 prises par jour : T0 - T1 - T2 - T4 - T6 - T8h

☐ HASCM4